



KATALOG
PRODUKTÓW

TWORZYWA PIANKOWE

DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

mkjradiologia

www.mkjradiologia.pl

Spis treści

Podgłówki.....	4
Podstawka pod tył głowy	6
Akcesoria stabilizujące pozycję leżącą.....	8
Pomoce ortopedyczne do pozycji leżącej.....	9
Wałki podpierające.....	12
Podstawki pod nogi.....	14
Pomoce do układania nóg.....	16
Materace przeciwodleżynowe.....	18
Odleżyny – leczenie i profilaktyka.....	20
Poduszki i kliny stabilizujące pozycję siedzącą.....	22
Wykonania specjalne.....	24
Własności tworzywa.....	25

Podgłówki

Podgłówki to specjalne środki pomocnicze do zastosowań operacyjnych oraz podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich. Sposób ułożenia pacjenta na stole operacyjnym powinien umożliwiać optymalny dostęp do operowanego obszaru. Powinien on również gwarantować, by pacjent nie doznał uszkodzenia ciała na skutek leżenia w danej pozycji podczas długich zabiegów operacyjnych. Oferujemy optymalne rozwiązania dla wszystkich wariantów ułożenia pacjenta. Niezwykle istotnym czynnikiem determinującym powodzenie operacji jest higiena. Z tego względu wszystkie produkty wykonane z pianki „Skinfoam” przystosowane są do przecierania na mokro oraz do odkażania przy pomocy dostępnych środków dezynfekujących. Właściwości te umożliwiają stworzenie jak najbardziej sterylnych warunków podczas operacji. Podgłówki nadają się również do zastosowań RTG.



Podgłówek, leżenie obustronne
Z wycięciem na rurkę intubacyjną.
40 x 32 x 10 cm

Art. 6407




Podgłówek, ułożenie na brzuchu

30 x 30 x 13 cm lewostronny
30 x 30 x 13 cm prawostronny

Art. 6409

Art. 6410




Podgłówek, leżenie boczne

31,5 x 31 x 9 cm lewostronny
31,5 x 31 x 9 cm prawostronny

Art. 6412

Art. 6414



**Podgłówek, pozycja na wznak,
proste krawędzie**

25 x 24,5 x 9,5 cm

Art. 6400



**Podgłówek, pozycja na wznak,
zaokrąglone krawędzie**

25 x 24,5 x 9,5 cm

Art. 6405

Art.	Wykonanie	Cena zł
Podkładka pod głowę prosta dla dorosłych 25 x 24,5 x 9,5 cm		
6400	Standardowa	117,00
6400P	Polietylenowa - wodoodporna	385,52
Podkładka pod głowę prosta dla dzieci 21,5 x 23 x 7 cm		
6401	Standardowa	108,29
Podkładka pod głowę na twarz dla dorosłych 26 x 21 x 10 cm		
6402	Standardowa	108,29
Podkładka pod głowę na twarz dla dzieci 22,5 x 18 x 7 cm		
6403	Standardowa	97,00
Podkładka pod głowę (zaokrąglone krawędzie) dla dorosłych 21,5 x 23 x 9,5 cm		
6405	Standardowa	117,00
Podkładka pod głowę (zaokrąglone krawędzie) dla dzieci 21,5 x 23 x 7 cm		
6406	Standardowa	108,29
Podkładka pod głowę obustronna dla dorosłych 40 x 32 x 10 cm		
6407	Standardowa	175,71

Art..	Wykonanie	Cena zł
Podkładka pod głowę do ułożenia na brzuchu- lewa dla dorosłych 30 x 30 x 13 cm		
6409	Standardowa	161,75
Podkładka pod głowę do ułożenia na brzuchu- prawa dla dorosłych 30 x 30 x 13 cm		
6410	Standardowa	161,75
Podkładka pod głowę boczna- lewa dla dorosłych 31,5 x 31 x 9 cm		
6412	Standardowa	133,78
Podkładka pod głowę boczna - lewa dla dzieci 28,5 x 28,5 x 7 cm		
6413	Standardowa	109,79
Podkładka pod głowę boczna- prawa dla dorosłych 31,5 x 31 x 9 cm		
6414	Standardowa	133,78
Podkładka pod głowę boczna - prawa dla dzieci 28,5 x 28,5 x 7 cm		
6415	Standardowa	109,79

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Podstawka pod tył głowy z delikatnym pokryciem Polyprotect®

Zaokrąglony kształt podstawki znacznie ułatwia obrazowanie medyczne

Artefakty oraz nierównomierne zacielenie konturów są wyeliminowane lub znacznie ograniczone.

Wypełnienie z miękkiego i elastycznego tworzywa piankowego

Bardzo wytrzymały, nadający się do dezynfekcji, w 100 % nie przepuszczalny dla płynów

Powierzchnia przyjemna w dotyku dla pacjenta, produkt biokompatybilny, zgodny z normą ISO 10993-5

Produkt zalecany przy zdjęciach rentgenowskich w projekcji przednio-tylnej



Art.	Wykonanie	Cena PLN
Podstawka pod tył głowy dla dorosłych z pokryciem Polyprotect 24 x 25 x 10 cm		
6404PP26	Polyprotect – kolor niebieski	663,93
6404PP01	Polyprotect – kolor czarny	663,93
Podstawka pod głowę uniwersalna dla dorosłych z pokryciem Polyprotect 24 x 25 x 10 cm		
6408PP26	Polyprotect – kolor jasny niebieski	595,46

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).



Aksesoria stabilizujące pozycję leżącą

Szczególne trudności związane są z badaniem i leczeniem niemowląt oraz małych dzieci. Niekontrolowane ruchy bardzo utrudniają przeprowadzenie działań diagnostycznych i terapeutycznych. Również dla takich zastosowań oferujemy optymalne rozwiązania, umożliwiające stabilne ułożenie dziecka w pozycji leżącej bocznej lub na wznak. Poduszki do zastrzyków, infuzji oraz transfuzji stabilizują przedramię i umożliwiają nakłucie żyły. Umożliwiają one wolny dostęp do żyły ramiennej i ułatwiają tym samym wprowadzenie igły.



Przyrząd stabilizujący pozycję leżącą boczna
Niemowlęta **Art. 6505**



Przyrząd stabilizujący pozycję leżącą na wznak
Niemowlęta
Małe dzieci

Art. 6500
Art. 6501



Nakładka na stół rentgenowski z pokrowcem ze skóry ekologicznej
180 x 60 x 3 cm
200 x 60 x 3 cm

Art. 6522K
Art. 6524K



Poduszka pod rękę profilowana i nieprofilowana

30 x 15 x 12/4 cm
30 x 15 x 12/4 cm z wgłębieniem
45 x 15 x 13/5 cm
45 x 15 x 13/5 cm z wgłębieniem
60 x 15 x 13/5 cm
60 x 15 x 13/5 cm z wgłębieniem

Art. 6513
Art. 6509
Art. 6514
Art. 6510
Art. 6515
Art. 6511

Nakładka na stół operacyjny z pokrowcem z materiału staph check
200 x 90 x 3 cm **Art. 6519**

Podkładka pod kark
50 x 32 x 18 cm



Art. 6503

Pomoce ortopedyczne do pozycji leżącej

Podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich oraz na sali operacyjnej liczy się wysoka precyzja. Poruszone zdjęcia RTG oznaczają dla pacjenta ponowną dawkę szkodliwego promieniowania. Postawienie pewnej diagnozy często wymaga jednak wykonania zdjęć RTG w pozycji niewygodnej dla pacjenta. Z myślą o zapewnieniu pacjentowi pewnej, stabilnej i możliwie wygodnej pozycji leżącej, został stworzony specjalny zestaw rentgenowski jak również szereg pomocy rehabilitacyjnych o różnych wymiarach, które odpowiadają najbardziej wymagającym potrzebom. Wszystkie produkty są bardzo wytrzymałe i wyjątkowo łatwe w konserwacji. Można przecierać je na mokro i odkażać ogólnie dostępnymi środkami dezynfekującymi.



Trójkąt

60 x 25 x 12,5 cm

36 x 24 x 12 cm

18 x 24 x 12 cm


18 x 10 x 5 cm

Art. 6530

Art. 6532

Art. 6534*

Art. 6536*



Czworokąt

36 x 24 x 3 cm

36 x 24 x 5 cm

18 x 24 x 3 cm

18 x 24 x 5 cm

Art. 6538

Art. 6540

Art. 6542

Art. 6544*



Klin

36 x 24 x 7/1 cm

18 x 28 x 10/1cm

18 x 28 x 8/1 cm

18 x 24 x 7/1 cm

Art. 6546

Art. 6548

Art. 6550

Art. 6552*



Podkładka okrągła/okrągła z otworem

Ø 15 x 4 cm podkładka okrągła

Ø 22 x 5 cm podkładka okrągła

Ø 22 x 5 cm podkładka okrągła z otworem

Art. 6554

Art. 6556*

Art. 6558*



Zestaw rentgenowski w skrzynce

10 częściowy

Art. 6562

11 częściowy

z podkładką pod głowę

Art. 6563

* Zawarte w zestawie rentgenowskim

Art.	Wykonanie	Cena zł
Pozycjoner w pozycji na wznak dla niemowląt 40 x 25 x 12 cm		
6500	Standardowa	173,71
Pozycjoner w pozycji na wznak dla małych dzieci 53 x 34 x 14 cm		
6501	Standardowa	226,42
Podkładka pod kark 50 x 32 x 18 cm		
6503	Standardowa	200,03
6503A	Oddychająca	344,64
6503K	pokrycie ze skóry ekologicznej*	313,43
6503L	pokrycie z linonu*	281,55
Pozycjoner boczny dla niemowląt 60 x 30 x 13 cm		
6505	Standardowa	183,26
Podparcie ciała 30 x 40 x 18 cm		
6507	Standardowa	200,03
Podpórka ręki profilowana 30 x 15 x 12/4 cm z wgłębieniem		
6509	Standardowa	78,73
6509K	pokrycie ze skóry ekologicznej*	238,38
Podpórka ręki profilowana 45 x 15 x 13/5 cm w wgłębieniu		
6510	Standardowa	96,25
6510K	pokrycie ze skóry ekologicznej*	248,00
Podpórka ręki profilowana 60 x 15 x 13/5 cm		
6511	Standardowa	117,00
6511K	pokrycie ze skóry ekologicznej*	259,96
Podpórka ręki nieprofilowana 30 x 15 x 12/4 cm		
6513	Standardowa	71,44
6513K	pokrycie ze skóry ekologicznej*	212,06
6513P	Polietylenowa - wodoodporna	159,72
Podpórka ręki nieprofilowana 45 x 15 x 13/5 cm		
6514	Standardowa	88,28
6514K	pokrycie ze skóry ekologicznej*	221,61
Podpórka ręki nieprofilowana 60 x 15 x 13/5 cm		
6515	Standardowa	106,63
6515K	pokrycie ze skóry ekologicznej*	213,64

Art..	Wykonanie	Cena zł
Trójkąt 60 x 25 x 12,5 cm		
6530	Standardowa	117,00
Trójkąt 36 x 24 x 12 cm		
6532	Standardowa	95,50
Trójkąt 18 x 24 x 12 cm		
6534	Standardowa	57,07
6534P	Polietylenowa - wodoodporna	142,57
6534P26	Pokrycie Polyprotect®	294,50
Trójkąt 18 x 10 x 5 cm		
6536	Standardowa	51,51
6536P	Polietylenowa - wodoodporna	93,47
Czworokąt 36 x 24 x 3 cm		
6538	Standardowa	69,10
Czworokąt 36 x 24 x 5 cm		
6540	Standardowa	79,48
6540P	Polietylenowa - wodoodporna	205,29
Czworokąt 18 x 24 x 3 cm		
6542	Standardowa	52,44
Czworokąt 18 x 24 x 5 cm		
6544	Standardowa	63,47
6544P	Polietylenowa - wodoodporna	137,39
6544 P26	Pokrycie Polyprotect®	274,70
Talerz Ø 15 x 4 cm		
6554	Standardowa	34,74
Talerz Ø 22 x 5 cm		
6556	Standardowa	43,54
6556P	Polietylenowa - wodoodporna	165,50

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Art.	Wykonanie	Cena zł
Klin 15°/ 36 x 24 x 7/1 cm		
6546	Standardowa	69,11

Klin 20°/ 18 x 28 x 10 / 1 cm		
6548	Standardowa	82,64

Klin 15°/ 18 x 28 x 8/1 cm		
6550	Standardowa	73,84
6550P	Polietylenowa - wodoodporna	150,17

Art..	Wykonanie	Cena zł
Klin 15°/ 18 x 24 x 7/1 cm		
6552	Standardowa	50,68
6552P	Polietylenowa - wodoodporna	120,62
6552P26	Pokrycie Polyprotect®	264,23

Pierścień Ø 22 x 5 cm		
6558	Standardowa	47,52

Nakładka na stół rentgenowski z pokryciem ze skóry ekologicznej		
6522K	Materac rtg 180 x 60 x 3 cm	880,81
6524K	Materac rtg 200 x 60 x 3 cm	969,40

Zestaw pozycjonerów rtg w walizce- 10 szt.		
6562	standardowy	777,86
6562P	Polietylenowa - wodoodporna	1 219,79

Zestaw składa się z następujących artykułów:		
1x	6556	Krążek Ø 22 x 5 cm
1x	6558	Pierścień Ø 22 x 5 cm
1x	6300	Walek pod głowę Ø 10 x 25 cm
1x	6544	Czworokąt Rozmiar: 18 x 24 x 5cm
2x	6534	Trójkąt 45 ° Rozmiar: 18 x 24 x 12 cm
2x	6536	Trójkąt 45 ° Rozmiar: 18 x 10 x 5 cm
2x	6552	Klin 20° Rozmiar: 18 x 24 x 7/ 1cm

Zestaw pozycjonerów rtg w walizce- 11 szt.		
6563	standardowy	861,64
6563P	Polietylenowa - wodoodporna	1 477,94

Zestaw składa się z następujących artykułów:		
1x	6556	Krążek Ø 22 x 5 cm
1x	6558	Pierścień Ø 22 x 5 cm
1x	6300	Walek pod głowę Ø 10 x 25 cm
1x	6544	Czworokąt Rozmiar: 18 x 24 x 5cm
2x	6534	Trójkąt 45 ° Rozmiar: 18 x 24 x 12 cm
2x	6536	Trójkąt 45 ° Rozmiar: 18 x 10 x 5 cm
2x	6552	Klin 20° Rozmiar: 18 x 24 x 7/ 1cm
1x	6400	Podkładka pod głowę prosta- dla dorosłych Rozmiar: 25 x 24,5 x 9,5 cm

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Wałki podpierające

Wałki podpierające doskonale nadają się do zastosowań w fizjoterapii. Stosuje się je uniwersalnie do optymalnego ułożenia głowy, karku, tułowia i kończyn. Wałki sprawdzają się również doskonale w pielęgnacji chorych, np. do rozluźniania brzucha u pacjentów z ostrymi objawami brzuszными, i ogólnie przy obrażeniach jamy brzusznej.



Wałki podpierające

Ø 10 x 25 cm

Ø 15 x 40 cm

Ø 15 x 60 cm

Ø 22 x 40 cm

Ø 22 x 60 cm

Art. 6300

Art. 6301

Art. 6302

Art. 6303

Art. 6304



Wałek ¾

Ø 15/11 x 40 cm

Ø 15/11 x 60 cm

Ø 22/16,5 x 40 cm

Ø 22/16,5 x 60 cm

Art. 6309

Art. 6310

Art. 6311

Art. 6312

Półwałki

Ø 15/7,5 x 40 cm

Ø 22/11 x 40 cm

Art. 6306

Art. 6307



Art.	Wykonanie	Cena zł
Wątek podpierający Ø 10 x 25 cm		
6300	Standardowa	53,09
6300C	Pokrycie z bawełny*	113,78
6300K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	118,66
6300L	Pokrycie z linonu*	101,89
6300P	Polietylenowa - wodoodporna	215,89

Art.	Wykonanie	Cena zł
Wątek podpierający Ø 15 x 40 cm		
6301	Standardowa	89,11
6301C	Pokrycie z bawełny*	118,66
6301K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	126,56
6301L	Pokrycie z linonu*	109,04

Art.	Wykonanie	Cena zł
Wątek podpierający Ø 15 x 60 cm		
6302	Standardowa	114,60
6302C	Pokrycie z bawełny*	140,17
6302K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	161,75
6302L	Pokrycie z linonu*	126,56

Art.	Wykonanie	Cena zł
Wątek podpierający Ø 22 x 40 cm		
6303	Standardowa	136,94
6303C	Pokrycie z bawełny*	148,97
6303K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	174,46
6303L	Pokrycie z linonu*	139,34

Art.	Wykonanie	Cena zł
Wątek podpierający Ø 22 x 60 cm		
6304	Standardowa	202,44
6304C	Pokrycie z bawełny*	198,45
6304K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	203,26
6304L	Pokrycie z linonu*	182,51

Art.	Wykonanie	Cena zł
Półwątek Ø 15/ 7,5 x 40 cm		
6306	Standardowa	64,29
6306C	Pokrycie z bawełny*	117,01
6306K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	120,99
6306L	Pokrycie z linonu*	105,05
6306P	Polietylenowa - wodoodporna	192,51

Art.	Wykonanie	Cena zł
Półwątek Ø 22/ 11 x 40 cm		
6307	Standardowa	93,85
6307C	Pokrycie z bawełny*	132,95
6307K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	139,34
6307L	Pokrycie z linonu*	118,66

Art.	Wykonanie	Cena zł
Wątek 3/4 Ø 15/ 11 x 60 cm		
6310	Standardowa	125,81
6310C	Pokrycie z bawełny*	158,52
6310K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	169,72
6310L	Pokrycie z linonu*	140,17

Art.	Wykonanie	Cena zł
Wątek 3/4 Ø 22/ 16,5 x 40 cm		
6311	Standardowa	160,93
6311C	Pokrycie z bawełny*	164,99
6311K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	183,26
6311L	Pokrycie z linonu*	157,69

Art.	Wykonanie	Cena zł
Wątek 3/4 Ø 22/ 16,5 x 60 cm		
6312	Standardowa	211,16
6312C	Pokrycie z bawełny*	196,04
6312K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	207,25
6312L	Pokrycie z linonu*	178,52

Art.	Wykonanie	Cena zł
Wątek 3/4 Ø 15/ 11 x 40 cm		
6309	Standardowa	93,85
6309C	Pokrycie z bawełny*	140,17
6309K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	149,72
6309L	Pokrycie z linonu*	137,76

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Podstawki pod nogi

Podstawki pod nogi oferowane przez naszą firmę to szyny ortopedyczne stworzone przez specjalistów i sprawdzone w praktyce. Właściwa postawa leżąca odgrywa niezwykle ważną rolę w skutecznej opiece nad chorymi i osobami starszymi. I tak na przykład w przypadku urazów nóg lub po przebytej operacji, zaleca się zazwyczaj przebywanie w pozycji z uniesioną kończyną, aby zapobiegać powstawaniu obrzęku. W przypadku pacjentów leżących istnieje ryzyko przykurczów stawowych. W przypadku porażenia przykurcze te mogą wystąpić bardzo szybko, nawet w przeciągu kilku dni.



Szyna pod nogę, szeroka
Rys.: pianka oddychająca
90 x 26 x 20 cm, 30°
72 x 26 x 20 cm, 45°

Art. 6001
Art. 6002



Podkładka pod nogę z wgłębieniem, szeroka
Rys.: Pianka oddychająca
74 x 30 x 14 cm

Art. 6012



Szyna pod nogę, wąska
90 x 22 x 20 cm, 30°
72 x 22 x 20 cm, 45°

Art. 6004
Art. 6005

Szyna pod nogę, bez podparcia pod stopę

Rys.: z pokryciem ze skóry ekologicznej, zielony
90 x 22 x 20 cm, 30°
90 x 44 x 20 cm, 30°
72 x 22 x 20 cm, 45°
72 x 44 x 20 cm, 45°

pojedyncza **Art. 6007**
podwójna **Art. 6008**
pojedyncza **Art. 6009**
podwójna **Art. 6010**



Podkładka pod nogę z wgłębieniem, prosta
Rys.: z pokryciem z linonu
67 x 22 x 10,5 cm

Art. 6014



Art.	Wykonanie	Cena zł
------	-----------	---------

Szyna pod nogę 30° 90x26x20 cm - szeroka

6001	Standardowa	638,90
6001A	Oddychająca	796,14
6001K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	355,77
6001L	Pokrycie z linonu*	330,95

Szyna pod nogę 45° 72x26x20 cm - szeroka

6002	Standardowa	574,22
6002A	Oddychająca	725,90
6002K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	302,30
6002L	Pokrycie z linonu*	284,71

Szyna pod nogę 30° 90x22x20 cm - wąska

6004	Standardowa	558,21
6004A	Oddychająca	701,16
6004K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	319,07
6004L	Pokrycie z linonu*	300,65

Szyna pod nogę 45° 72x22x20 cm - wąska

6005	Standardowa	491,95
6005A	Oddychająca	621,30
6005K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	270,34
6005L	Pokrycie z linonu*	263,87

Szyna pod nogę 30° 90x22x20 cm - pojedyncza

6007	Standardowa	321,03
6007A	Oddychająca	461,65
6007K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	283,13
6007L	Pokrycie z linonu*	269,51

Art..	Wykonanie	Cena zł
-------	-----------	---------

Szyna pod nogę 30° 90x44x20 cm - podwójna

6008	Standardowa	494,36
6008A	Oddychająca	772,23
6008K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	398,11
6008L	Pokrycie z linonu*	374,95

Szyna pod nogę 45° 72x22x20 cm - pojedyncza

6009	Standardowa	286,73
6009A	Oddychająca	416,83
6009K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	272,75
6009L	Pokrycie z linonu*	267,11

Szyna pod nogę 45° 72x44x20 cm - podwójna

6010	Standardowa	431,27
6010A	Oddychająca	691,61
6010K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	342,99
6010L	Pokrycie z linonu*	324,64

Szyna pod nogę płaska 74x30x14 cm - szeroka

6012	Standardowa	448,79
6012A	Oddychająca	578,96
6012K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	355,77
6012L	Pokrycie z linonu*	335,84

Szyna pod nogę płaska 67x22x10,5 cm - wąska

6014	Standardowa	385,77
6014A	Oddychająca	473,53
6014K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	307,04
6014L	Pokrycie z linonu*	290,27

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Pomoce do układania nóg

Oferujemy szereg rozwiniętych środków pomocniczych do zapobiegania przykurczom mięśni takich jak podpórki pod stopy przeznaczone do użytku w zestawie z szynami pod nogi, ograniczniki długości łóżka, ale również kliny między nogi, które pozwalają uniknąć ryzyka przykurczu addukcyjnego. Dla złagodzenia bólu podczas zapalenia nerwu kulszowego oraz przy dyskopatii zalecana jest kostka pod nogi. Dzięki niej ciężar ciała zostaje częściowo przeniesiony na podniesione do góry nogi, siedzenie pacjenta jest uniesione i odciążone. Przyrządy ułatwiające leżenie oferowane przez naszą firmę to specjalne środki pomocnicze umożliwiające optymalne ułożenie ciała i kończyn. Poszczególne modele zostały wyszczególnione w cenniku.



Klin pod nogi

Rys.: Pianka oddychająca
78 x 52 x 15 cm

Art. 6016



Kostka pod nogi

Rys.: z pokryciem ze skóry ekologicznej,
kolor bordowy
50 x 60 x 53/45 cm
50 x 60 x 43/35 cm
50 x 60 x 33/25 cm
60 x 50 x 40 cm

Art. 6018

Art. 6019

Art. 6020

Art. 6021



Ogranicznik długości łóżka

Rys.: z pokryciem z linonu
60 x 35 x 10 cm
60 x 35 x 15 cm
60 x 35 x 20 cm

Art. 6023

Art. 6024

Art. 6025



Klin między nogi,

38/15 x 30 x 20 cm

Art. 6027

Art.	Wykonanie	Cena zł
Klin pod nogi 78x52x15 cm		
6016	Standardowa	364,11
6016A	Oddychająca	626,11
6016K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	391,34
6016L	Pokrycie z linonu*	371,41

Kostki pod nogi		
Kostka pod nogi 50x60x53 / 45cm		
6018	Standardowa	646,46
6018A	Oddychająca	1 198,61
6018K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	531,89
6018L	Pokrycie z linonu*	500,68

Kostka pod nogi 50x60x43 / 35cm		
6019	Standardowa	538,28
6019A	Oddychająca	988,65
6019K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	462,40
6019L	Pokrycie z linonu*	435,25

Kostka pod nogi 50x60x33 / 25cm		
6020	Standardowa	427,21
6020A	Oddychająca	778,69
6020K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	427,21
6020L	Pokrycie z linonu*	403,29

Kostka pod nogi 60x50x40 cm		
6021	Standardowa	449,79
6021A	Oddychająca	847,35
6021K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	523,84
6021L	Pokrycie z linonu*	489,55

Art..	Wykonanie	Cena zł
Ograniczniki długości łóżka		
Ogranicznik długości łóżka 60x35x10 cm		
6023	Standardowa	136,94
6023K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	270,34
6023L	Pokrycie z linonu*	248,76

Ogranicznik długości łóżka 60x35x15 cm		
6024	Standardowa	192,89
6024K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	295,08
6024L	Pokrycie z linonu*	273,50

Ogranicznik długości łóżka 60x35x20 cm		
6025	Standardowa	246,35
6025K	Pokrycie ze skóry ekologicznej*	300,65
6025L	Pokrycie z linonu*	283,13

Klin między nogi 38/15x30x20 cm dla dorosłych		
6027	Standardowa	265,53
6027L	Pokrycie z linonu*	243,95
6027A	Oddychająca	319,19

Klin między nogi 36/15x25x12 cm dla dzieci		
6051	Standardowa	257,48

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Materace przeciwoodleżynowe

Materace antyodleżynowe zostały stworzone z myślą o osobach wymagających opieki oraz z myślą o zastosowaniach na oddziałach intensywnej opieki medycznej. Dzięki specjalnie ukształtowanej powierzchni materaca możliwe jest optymalne rozłożenie ciężaru ciała. Odleżyny powstają przede wszystkim na wystających częściach ciała, które bezpośrednio stykają się z podłożem. Pot, drażniąc skórę przyspiesza proces tworzenia się odleżyn. Dlatego też materace wykonano ze specjalnego oddychającego tworzywa piankowego AIRFOAM, które dba o optymalną wentylację przylegających do materaca części ciała.

Antyodleżynowe materace z kostki piankowej

Rys.: Pianka oddychająca oraz Bluefoam

200 x 90 x 15 cm jednoczęściowy

Art. 6200

200 x 90 x 15 cm trzyczęściowy

Art. 6201

195 x 90 x 15 cm jednoczęściowy

Art. 6202

195 x 90 x 15 cm trzyczęściowy

Art. 6203

Antyodleżynowe materace z wymiennych, wkładanych kostek piankowych

Rys.: Pianka oddychająca oraz Bluefoam

195 x 90 x 15 cm 39 kostek

Art. 6209

200 x 90 x 15 cm 39 kostek

Art. 6210

Antyodleżynowe materace z 3 wymiennymi wkładami

Rys.: Pianka oddychająca oraz Bluefoam

195 x 90 x 12 cm

Art. 6216

200 x 90 x 12 cm

Art. 6217



Obicia na materace, nie przepuszczające moczu

Rys.: Poliester/Frotte ze streczem

200 x 90 x 15 cm Poliester

Art. 6233D

200 x 90 x 15 cm Frotte ze streczem

Art. 6233F

Prześcieradło chroniące przed wilgocią

200 x 145 cm Poliester

Art. 6234D

Antyodleżynowe, profilowane nakładki na materac

Rys.: Pianka oddychająca

60 x 60 x 5cm


Art. 6225

90 x 60 x 5cm

Art. 6226

195 x 90 x 5cm

Art. 6227



Art.	Wykonanie	Cena zł
Antyodleżynowe materace z kostki piankowej		
200 x 90 x 15 cm		
jednoczęściowe		
6200A	Oddychająca	2 477,53
6200B	Bluefoam	1 546,48
trzyczęściowe		
6201A	Oddychająca	2 477,53
6201B	Bluefoam	1 546,48
Antyodleżynowe materace z kostki piankowej		
195 x 90 x 15 cm		
jednoczęściowe		
6202A	Oddychająca	2 477,53
6202B	Bluefoam	1 546,48
trzyczęściowe		
6203A	Oddychająca	2 477,53
6203B	Bluefoam	1 546,48
Antyodleżynowe materace z 39 wymiennych kostek piankowych		
195 x 90 x 15 cm		
6209A	Oddychająca	3 474,08
6209B	Bluefoam	1 633,49
Antyodleżynowe materace z 39 wymiennych kostek piankowych		
200 x 90 x 15 cm		
6210A	Oddychająca	3 474,08
6210B	Bluefoam	1 633,49

Art..	Wykonanie	Cena zł
Antyodleżynowe materace z 3 wymiennymi wkładami		
195 x 90 x 12 cm		
6216A	Oddychająca	2 702,68
6216B	Bluefoam	1 255,76
Antyodleżynowe materace z 3 wymiennymi wkładami		
200 x 90 x 12 cm		
6217A	Oddychająca	2 702,68
6217B	Bluefoam	1 255,76
Antyodleżynowe, profilowane nakładki na materac 60 x 60 x 5 cm		
6225A	Oddychająca	249,96
6225B	Bluefoam	145,36
Antyodleżynowe, profilowane nakładki na materac 90 x 60 x 5 cm		
6226A	Oddychająca	359,38
6226B	Bluefoam	206,04
Antyodleżynowe, profilowane nakładki na materac 195 x 90 x 5 cm		
6227A	Oddychająca	912,77
6227B	Bluefoam	511,13
Obicia na materace 200 x 90 x 15 cm		
6233D	Poliester- biały	455,93
6233F	Frotte ze strechem- biały	608,51
Prześcieradło chroniące przed wilgocią 200 x 145 cm		
6234D	Poliester- biały	282,15

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Odleżyny - leczenie i profilaktyka

Do środków profilaktycznych zaliczają się czynności pielęgnacyjne, które zapobiegają dodatkowym zachorowaniom takim jak tromboza czy odleżyny. Odleżyna to uszkodzenie tkanki, do którego dochodzi na skutek długotrwałego ucisku na określone obszary skórne. Naczynia krwionośne skóry są uciskane i przepływ krwi w tych miejscach jest utrudniony. Oferujemy środki pomocnicze, które odciążają zagrożone miejsca, takie jak np. kość guziczna czy piętę. W przypadku istniejących już odleżyn, konieczne jest umieszczenie uszkodzonej części ciała w powietrzu, tak by nie stykała się ona z podłożem. Specjalnie do tego celu oferujemy materace, składające się z luźnych, wyjmowanych elementów piankowych oraz kliny umożliwiające ułożenie pacjenta w pozycji bocznej nachylonej 30° do podłoża.



Klin stabilizujący położenie ciała w nachyleniu 30°

Rys.: pianka oddychająca oraz Bluefoam

Lewostronny 60 x 30-12/40-18 x 12 cm

Prawostronny 60 x 30-12/40-18 x 12 cm

Obustronny 60 x 30/12 x 12 cm

Art. 6245

Art. 6246

Art. 6247



Poduszka do siedzenia

Rys.: pianka oddychająca

Okrągła 45 x 9 cm

Owalna 47/38 x 6 cm

Półokrągła 40 x 38 x 6 cm

Art. 6235

Art. 6236

Art. 6237



Profilowany ochroniacz na stopę/tokieć

Rys.: pianka oddychająca

Dorośli

Art. 6240

Dzieci

Art. 6241



Podkładka pod piętę

Rys.: pianka oddychająca

Ø 10/3 x 4 x cm para

Ø 15/5 x 4 x cm para

Ø 20/8 x 4 x cm para

Art. 6252

Art. 6253

Art. 6254

Art.	Wykonanie	Cena zł
Poduszka do siedzenia okrągła/ Ø 45 x 9 cm		
6235A	Oddychająca	291,02
6235J	Wełniane pokrycie*	246,35
Poduszka do siedzenia owalna/ Ø 47 x 38 x 6 cm		
6236A	Oddychająca	241,62
6236J	Wełniane pokrycie*	195,29
Poduszka do siedzenia półokrągła/ 40 x 38 x 6 cm		
6237A	Oddychająca	236,80
6237J	Wełniane pokrycie*	211,16
Profilowany ochraniacz na stopę/ łokieć z oddychającego materiału		
6240A	Dla dorosłych	143,33
6241A	Dla dzieci	114,60
Podkładka pod piętę - para Ø 10/3 x 4 cm		
6252A	Oddychająca	49,93
Podkładka pod piętę - para Ø 15/5 x 4 cm		
6253A	Oddychająca	57,07
Podkładka pod piętę - para Ø 20/8 x 4 cm		
6254A	Oddychająca	65,95
Podkładka pod piętę z otworem Ø 7,5 - para 26 x 16 x 9cm		
606981	Oddychająca	144,27

Art..	Wykonanie	Cena zł
Klin stabilizujący położenie ciała w nachyleniu 30 ° prawostronny 60 x 30-12/40- 18 x 12 cm		
6246A	Oddychająca	332,53
6246B	Bluefoam	165,74
6246L	Pokrycie z linonu*	355,02
Klin stabilizujący położenie ciała w nachyleniu 30 ° obustronny 60 x 30/12 x 12 cm		
6247A	Oddychająca	266,36
6247B	Bluefoam	132,95
6247L	Pokrycie z linonu*	225,60
Klin stabilizujący położenie ciała w nachyleniu 30 ° lewostronny 60 x 30-12/40- 18 x 12 cm		
6245A	Oddychająca	330,20
6245B	Bluefoam	165,74
6245L	Pokrycie z linonu*	355,02

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

Poduszki i kliny stabilizujące pozycję siedzącą

Poduszki i kliny stabilizujące pozycję siedzącą oferowane przez naszą firmę to wysokiej jakości produkty dostosowane do różnych potrzeb pacjentów. Poduszki "Special" i "Flexi" doskonale nadają się do profilaktyki i terapii odleżynowej, ponieważ usuwają nacisk na zagrożone części ciała. Kliny zostały stworzone z myślą o osobach ze zwyrodnieniami krążków międzykręgowych lub cierpiących na inne choroby kręgosłupa. Dzięki specjalnemu kształtowi podnoszą kość ogonową i umożliwiają proste siedzenie bez bólu. Poduszki protezowe są skonstruowane tak, aby wspierać kikut i umożliwić pionowe siedzenie pacjenta. Poduszka lordozowa została stworzona z myślą o kierowcach, którym doskwierają bóle kręgosłupa podczas długich podróży samochodem.



Poduszka „Flexi” z wyjmowanymi kostkami piankowymi 43 x 43 x 7,5 cm

Z elastycznym pokryciem

Art. 6755E01

Z elastycznym, wodoodpornym pokryciem

Art. 6755E99



Poduszka „Duo” 43 x 43 x 5 cm

Z elastycznym pokryciem

Art. 6765E01

Z elastycznym, wodoodpornym pokryciem

Art. 6765E99



Klin stabilizujący pozycję siedzącą 38 x 38 x 7/1 cm

Art. 6792



Poduszka protezowa z pokryciem

Lewa / 42 x 37 x 5 cm

Art. 6117

Prawa / 42 x 37 x 5 cm

Art. 6118

Obustronna / 42 x 37 x 5/1 cm

Art. 6119



Poduszka typu hamak 43 x 43 x 7,5 cm

Z elastycznym pokryciem

Art. 6750E01

Z elastycznym, wodoodpornym pokryciem

Art. 6750E99

Art.	Wykonanie	Cena zł
------	-----------	---------

Poduszka protezowa z pokryciem

6117	Lewa / 42 x 37 x 5 cm	408,17
6118	Prawa / 42 x 37 x 5 cm	408,17
6119	Obustronna / 42 x 37 x 5/1 cm	408,17

Poduszka typu hamak 43 x 43 x 7,5 cm

6750E01	Z elastycznym, czarnym pokryciem	300,36
6750E99	Z elastycznym, wodoodpornym pokryciem	372,34

Poduszka „Flexi” z wyjmowanymi kostkami piankowymi 43 x 43 x 7,5 cm

6755E01	Z elastycznym, czarnym pokryciem	427,25
6755E99	Z elastycznym, wodoodpornym pokryciem	510,11

Poduszka „Special” 43 x 43 x 7,5 cm

6760E01	Z elastycznym, czarnym pokryciem	878,41
6760E99	Z elastycznym, wodoodpornym pokryciem	951,07

Poduszka „Duo” 43 x 43 x 5 cm

6765E01	Z elastycznym, czarnym pokryciem	387,57
6765E99	Z elastycznym, wodoodpornym pokryciem	464,67

Art..	Wykonanie	Cena zł
-------	-----------	---------

Klin stabilizujący pozycję siedzącą 38 x 38 x 7/1 cm

6792	Polietylenowa – wodoodporna	114,13
6793	Materiał kompozytowy	41,33
6793C01	Pokrycie z bawełny *	82,73
6793E01	Pokrycie elastyczne *	111,81

Poduszka lordozowa 34 x 25 x 5/5 cm


6795	Standardowa	41,33
6795C01	Pokrycie z bawełny - zawiera przeciwwagę *	89,62
6795E01	Pokrycie elastyczne – zawiera przeciwwagę *	121,75
6795C01K	Pokrycie z bawełny mocowane na rzepy *	89,62
6795E01K	Pokrycie elastyczne mocowane na rzepy *	121,75

* Podane ceny odnoszą się wyłącznie do pokrycia.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%).


Wykonania specjalne (na zamówienie)

Wykonujemy indywidualne kształtki z pianki według dostarczonego przez Państwa wzoru


Typ: klin F




Typ: klin Z




Typ: półwałek




Typ: trójkąt H



Typ: trójkąt U



Typ: prostokąt



Prosimy podać żądany typ poduszki, jej wymiary, rodzaj pianki i ew. rodzaj wykończenia powierzchni oraz liczbę sztuk.

Nasza oferta jest zawsze starannie skalkulowana.

Własności tworzywa

	Gęstość	Pranie	Odporność na wirowanie	Dezynfekcja	Przezierność dla promieniowania RTG	Przepuszczalność płynów	Wiskoelastyczność	Działanie odciążające	Właściwości „oddychające”	Przepuszczalność powietrza
Standardowa	30	ok. 60° C			●					●
Oddychająca	40	90° C	2800 obr/min	105° C	●				●	●
Bluefoam	35	ok. 60° C			●					●
Wytłaczany polietylen	35	-		Przetarcie środkiem dezynfekującym	70-140 KV	●				

W przypadku pianek poliuretanowych typu Standardowa, Oddychająca oraz Bluefoam oferta dotyczy wyłącznie wypełnienia piankowego (bez obicia). Obicia należy zamawiać dodatkowo.

Typ: Pianka polietylenowa (PE) wytłaczana (tylko niebieska) / PE jest tworzywem piankowym o trwałej formie składającym się z zamkniętych komórek PE. Dzięki specjalnej obróbce (wybijanie/wytłaczanie) powstaje absolutnie wodoszczelna/nie przepuszczająca płynów powierzchnia.

Dostępne tekstylia	
Materiały obciowe:	<p><u>Obicia bawełniane</u> (błękitny wzór, czerwony wzór, czarny)</p> <p><u>Obicia elastyczne</u> (niebieskie, czarne, nie przepuszczające moczu/niebieskie)</p> <p><u>Obicie wełniane</u> (białe)</p> <p><u>Obicie ze skóry ekologicznej</u> (białe, beżowe, turkusowe, bordowe, morskie)</p> <p><u>Obicie z lino</u> (białe)</p>

Zdjęcia przedstawione w katalogu są zdjęciami poglądowymi.
Ostateczny wygląd produktu może być inny niż przedstawiony w katalogu.

Notatki:

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



***mkj*radiologia**

MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Sucha 16, 80-531 Gdańsk

Tel. +48 58 345 23 16

Fax. +48 58 341 59 98

biuro@mkjradiologia.pl
www.mkjradiologia.pl